



DOOVECAREGROEP

Meld een storing via KIS portaal,
Scan&Go app of bel naar 0182 - 624 990

GEBRUIKSAANWIJZING 4PRO

De 4PRO is een systeem dat het bestaande matras vervangt.

1. Leg het 4PRO matras op een leeg bed met de afbeelding van de voeten aan de bovenkant aan het voeteneinde.
2. Bevestig het matras met de riemen aan de bedbodem om te voorkomen dat het matras losschuift van het bed.
3. Draai de ophangbeugels aan de achterkant van de pomp open en hang de pomp aan het voeteneinde van het bed. Til de pomp een beetje omhoog en de beugels klemmen zich automatisch stevig vast aan de bedrand.
4. Zorg ervoor dat de pomp uitstaat voordat u het netsnoer aansluit. Houd de rode beschermkap aan de zijkant van de pomp omhoog en steek de plug van het netsnoer in de pomp. Steek de stekker in het stopcontact.
5. Leid het netsnoer door de kabelgoot aan de zijkant van het matras zodat hij niet op de grond komt te hangen.
6. Sluit de luchtslang aan op de zijkant van de pomp. Duw de slangaansluiting vast tot u een klik hoort.
7. Controleer of de CPR gesloten is en schakel het systeem in met de aan/uit knop.
8. Alle LED indicatoren gaan branden, er is 2 seconden een pieptoon hoorbaar en op het display verschijnt de melding "OPSTARTEN, EVEN WACHTEN" en daarna "INITIALISATIE, EVEN WACHTEN".
9. Als het matras gevuld is verschijnt de melding "PLAATS DE PATIËNT" en dan kan de cliënt op het matras gaan liggen. De pomp start automatisch in de dynamische stand met aanbevolen comfortstand. Deze drukinstelling wordt automatisch afgestemd op de lengte en het gewicht van de cliënt.
10. Maak het bed op maar stop het onderlaken niet te strak in. Stevig ingestopte lakens verminderen de werking van het matras.
11. Bij reanimatie kan het matras snel ontlucht worden door het CPR ventiel aan de zijkant van het matras open te draaien. Let op dat het ventiel weer gesloten is als het matras opnieuw ingezet wordt.
12. Bij verplaatsing van het bed en matras kan het matras met de transportfunctie statisch op druk gehouden worden. Druk op de knop MAX en wacht tot het matras volledig gevuld. Koppel de luchtslang los van de pomp en haal de stekker uit het stopcontact. Sluit na transport alles weer aan.

REINIGEN UITSLUITEND MET WATER EN EEN OPLOSSING VAN ZACHTE ZEEP

EC REP:
MDI Europe GmbH
Langenhagener Str. 71
30855 Langenhagen
Duitsland

DOOVECAREGROEP

Meld een storing via KIS portaal,
Scan&Go app of bel naar 0182 - 624 990



Instructievideo

THERAPIESTAND

De 4PRO start standaard in de dynamische therapiestand met 1 op 4 wisseldruk. Deze stand is het meest geschikt voor de preventie van decubitus. Voor een intensievere behandeling van decubitus kunt u overschakelen naar een dynamische stand met 1 op 2 wisseldruk. Wanneer er behoefte is aan comfort, bijv. in de palliatieve fase, kan het systeem op de statische stand gezet worden.

COMFORTREGELING

De pomp start in de aanbevolen comfortstand op basis van lengte en gewicht van de cliënt en kan zachter/harder gezet worden met de  en  toetsen.

TOETSVERGRENDING

Om te voorkomen dat programma instellingen per ongeluk worden gewijzigd, kunt u het paneel vergrendelen. Dit gebeurt automatisch wanneer het paneel langer dan 30 seconden niet wordt gebruikt. Om het paneel te ontgrendelen dient u de toets 3 seconden ingedrukt te houden.

ALARM

Een alarmmelding kan verwijderd worden door de MUTE knop in te drukken. Indien de MUTE knop direct ingedrukt wordt na een stroomstoring of uitschakeling van de pomp zijn de ingestelde functies verwijderd. De pomp start dan weer automatisch in de dynamische stand. NB: als de pomp binnen 12 seconden weer wordt aanzet of de MUTE wordt niet binnen 12 seconden ingedrukt, keert het systeem terug naar de laatst ingestelde therapiestand.

MAXIMAAL VULLEN

Door de knop MAX. in te drukken vult het matras zich maximaal gedurende 20 minuten. Zodra het maximale drukniveau is bereikt stopt het LED lampje met knipperen en is in het display af te lezen dat het matras geheel gevuld is. Na 20 minuten gaat het systeem automatisch terug naar de ingestelde therapiestand.

Een foutmelding kan ongedaan gemaakt worden door de ALARM knop in te drukken. Indien de foutmelding hierna niet verdwijnt, zoek dan naar de mogelijke oorzaak of *neem contact op met Doove Care Groep.

FOUTMELDING	MOGELIJKE OORZAAK
Stroomstoring	- De stroom is uitgevallen - De stekker is uit het stopcontact getrokken - De pomp is uitgeschakeld
Lage druk	- Het matras is niet goed op de pomp aangesloten - Het CPR- ventiel is niet goed gesloten - De onderlinge celverbindingen zijn niet correct of er zitten gaatjes in de cellen*
Cyclusstoring	- De automatische sequentiële cyclus is tot stilstand gekomen. Schakel de pomp uit, druk op MUTE en zet het systeem weer aan. Neem contact op met Doove Care Groep als de foutmelding zich herhaalt.