


# ANTI-DECUBITUS ZITKUSSENS

COMFORTABELE ZITKUSSENS MET HONINGRAATSTRUCTUUR

## STIMULITE®



DOOVECAREGROEP



- Preventief inzetbaar
- Met geperforeerde honingraatstructuur
- Verbetert de zithouding en stabiliteit
- Gelijkmatische drukverdeling
- Minimaliseert schuifkrachten
- Lichtgewicht en makkelijk te hanteren
- Uniek ventilatiesysteem voorkomt huidverweking
- Anti-bacterieel, schimmelwerend en geurbestendig
- Geschikt bij incontinentie
- Ademende hoes
- Onderhoudsvrij en wasmachinebestendig
- In verschillende modellen en afmetingen leverbaar
- Leverbaar in sling versie



*Classic XS*



*Contoured XS*



*Slimline XS*



*Silver*



*Bariatric*

# STIMULITE®

ONDERHOUDSVRIJ EN DIRECT INZETBAAR

## OPTIMALE ANTI-DECUBITUSWERKING, OPTIMAAL ZITCOMFORT



Het Stimulite® zitkussen is een lichtgewicht en makkelijk hanteerbaar anti-decubitus zitkussen dat direct ingezet kan worden. Het zitkussen is opgebouwd uit verschillende honingraat lagen. Deze unieke structuur zorgt voor een goede stabiliteit, gelijkmatige drukverdeling en minimale schuifkrachten.



De geperforeerde honingraten maken luchtcirculatie door het gehele kussen mogelijk. Hierdoor verdampt lichaamsvocht zeer snel en wordt huidverweking voorkomen. De dampdoorlatende hoes met ventilatie openingen aan de zijkant maakt de luchtcirculatie compleet.



Stimulite zitkussens zijn onderhoudsvrij. Het oppervlak van de honingraatkussens past zich in korte tijd aan de gebruiker aan, waardoor de kussens praktisch voor iedereen geschikt zijn. Door de mogelijkheid om het in de wasmachine te reinigen is het zitkussen bij uitstek geschikt bij incontinentie.



Er zijn verschillende uitvoeringen; van de actieve rolstoelgebruiker tot de obese cliënt. Ter compensatie van doorhangende zitbespanning in een rolstoel zijn alle Stimulite® zitkussens in een Sling versie leverbaar. De gevormde bodem kan gebruikt worden in rolstoelen met een slappe zitting.

# STIMULITE®

## Bedenk eens wat de Stimulite® voor uw organisatie kan betekenen.

- Decubituspreventie in de (rol)stoel
- Makkelijk te hanteren en direct inzetbaar
- Geschikt voor wasmachine en droger
- Bekijk onze [productvideo](#)

## Decubitus is onnodig



Veel zorginstellingen zijn tevreden als ze een prevalentiescore op decubitus van rond de 10% halen. En misschien wel terecht. Maar waarom accepteren we eigenlijk nog decubitus? Als we met elkaar de kwaliteit in de zorg willen verbeteren, moeten we ambitieuze doelen stellen.



Wij voegen de daad bij het woord en brengen met onze 0% Challenge de interne decubitusprevalentie binnen een zorginstelling terug naar 0%. onderdeel van dit concept is de 24-uurs aanpak; de inzet van de Stimulite® in combinatie met een dynamisch matras waarborgt een optimale preventie en behandeling van decubitus 24 uur per dag.

## Specificaties Stimulite®

	Hoogte	Aantal lagen	Gewicht	Max. gebruikersewicht
Classic XS	7 cm	3	1.5 kg	110 kg
Contoured XS	10 cm	3	2 kg	120 kg
Slimline XS	6 cm	2	2 kg	110 kg
Bariatric	7 cm	3	3 kg	385 kg
Silver	4 cm	2	1 kg	90 kg
Corbee kinder	5 cm	2	0.5 kg	70 kg

Bel voor een afspraak met onze productspecialist **0182 624 999**  
of stuur een mail naar [sales@doove.nl](mailto:sales@doove.nl)