

Positionering onderste extremiteiten

Positionering van de onderste extremiteiten beïnvloedt de positie van het bekken, de balans en bewegingsvrijheid van het bovenlichaam.

Ankle Huggers®	2
Voorvoetriempjes	3
Kuitschermen	3
Kuitbanden	4



BODYPOINT

ONDERSTE EXTREMITEITEN

Ankle Huggers®

Ankle Huggers® is de originele gepatenteerde oplossing om de voeten te stabiliseren zonder ze te blokkeren.

- vermindert spanning op het gewricht omdat het aangrijpingspunt erboven ligt
- verbetert comfort en optimaal positioneren
- de meest veilige manier om de voet te fixeren
- ontworpen voor uitstekende pasvorm en duurzaamheid



Maat	Oud artikelnummer	Nieuw artikelnummer
XS	FT210XS/FT220XS	K00106327
S	FT210S/FT220S	K00106325
M	FT210M/FT220M	K00106324
L	FT210L/FT220L	K00106323
XL	FT210XL/FT220XL	K00106326



Voorvoetriempjes

Voorzien van klittenbandsluiting.



Eenheid: per paar

Artikelnummer: K00000797 (oud artikelnummer: FT221)

Kuitschermen

De kuitschermen van Bodypoint™ zijn opgebouwd uit een gelamineerde constructie; een comfortabele rechte stof verlijmd met een stijve slijtvaste inleg om het omkrullen van de randen te voorkomen.



Maat	Maatvoering	Oud artikelnummer	Nieuw artikelnummer
S	31-38 cm	SP103S	K00001064
M	38-48 cm	SP103M	K00001063
L	48-56 cm	SP103L	K00001062



BODYPOINT

ONDERSTE EXTREMITEITEN

Kuitbanden

Gepolsterde kuitbanden



Maat	Maatvoering	Oud artikelnummer	Nieuw artikelnummer
S	33-38 cm	SP102S	K00001061
M	38-46 cm	SP102M	K00001060
L	46-56 cm	SP102L	K00001059

